

## Használati útmutató

### Fomarex PP spray

A szilikon a szervezetre nézve közömbös, külsőleg, belsőleg fel nem szívódó, olajos konzisztenciájú nagymolekulájú polimer, amely hatását jellemző fizikai tulajdonságai révén fejti ki.

A testfelületen kialakított szilikon-film befedi és védi a bőrt a víz, a különböző testnedvek és anyagcseretermékek (veríték, genny, vizelet, széklet), valamint a külvilág szilárd és cseppfolyós halmazállapotú anyagainak közvetlen irritáló és érzékenyítő hatásától.

Ásványiolaj-tartalmú anyagokkal és savas oldatokkal szemben azonban védelmet nem nyújt, enyhén lúgos oldatokkal szemben kisebb elhárító hatású.

Nem gátolja egyidejűleg a bőr fiziológiás funkcióvégzését. A sebekben és a bőr felszínén fertőzésgátló hatása nincs, nem gátolja a baktériumok szaporodását. Az oxigén-csere zavartalanul folyik és vízgőzáteresztő képessége folytán a szilikon réteg alatt sem nedvességpangás, sem a bőr kiszáradása nem következik be.

**Javallatok:** Felfekvések megelőzése és kiegészítő kezelése; lábszárfekélyek kiegészítő kezelése; bőrrel érintkezésbe kerülő anyagok kiváltotta bőrgyulladások és ekcéma megelőzése; folyékony és szilárd halmazállapotú munkahelyi irritáló és allergizáló anyagokkal szembeni védelem; műtéti seb és sipoly környéki védelme (kivéve a vékonybélfisztulákat); nedvező, gennyező területek környezetének védelme; vizelet-visszatartási képtelenség, hólyagsipoly, műtéttel végzett vastagbél-sipoly környéki védelme; a gipszpólya alá fújva csökkenti a bőrgyulladás kialakulását, csökkenti a viszketést és megkönnyíti a gipszlevételt.

Gipszminták vételének megkönnyítése a fogorvosi gyakorlatban, csonkellátásban.

Orvosi felhasználás: a különböző testüregekben történő vizsgálatoknál a műszerek bevezetésének megkönnyítése, pl. szondák levezetéséhez.

Speciális gyermekgyógyászati indikációja az ún. „pelenkadermatitis” kezelése, ill. rendszeres használatával ennek megelőzése. Alkalmazása esetén kenőcs, ill. olaj, hintőpor alkalmazása általában felesleges.

**Nyílt seb befúvására nem alkalmazható!**

**Töltőtömeg:** 40 g

#### **Összetétel:**

Filmképzőanyag: 20 g poli(dimetil-sziloxán)

Segédanyag: 20 g hexametil-disziloxán

**Alkalmazás:** A kezelés a kezelendő felület megtisztítása és szárazra törlése után napi 1-2 alkalommal történjék. Használat előtt felrázandó! A fokozottan nedvességveszélynek kitett testfelületen naponta többször is alkalmazható. Felfekvések megelőzésének céljára általában elegendő naponta kétszeri alkalmazás. A szilikon a bőrről géz vagy vászon segítségével letörölhető, meleg vízzel, esetleg vizes szappanos lemosással eltávolítható.

**Figyelmeztetés:** A szilikonréteg nagyobb mechanikai behatásnak ne legyen kitéve! A permet véletlen belégzése nem ártalmas; szembe ne kerüljön! Befúvás előtt – szükség esetén – gondoskodni kell az aseptikus, ill. antiszeptikus ellátásról.

Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

Működtetése közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!

A palackot felnyitni, ütögetni, kiszúrni, sugárzó hőhatásnak kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

**Eltartása:** Szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

A készítményt a feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

**Kategória:** Gyógyászati segédeszköz. (Technikai segédeszköz fogyatékosok számára)



Gyártó neve, címe:  
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.  
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

„CE” jel

PPh logó