

Használati útmutató

Plastubol®-PP spray Plasztikus sebfedő (CFC mentes)

Ép vagy sérült bőrfelület védelmére, egyes sebek befedésére szolgál.

Plasztikus sebfedő, mely a sebfelszínre permetezve az oldószer elpárolgása után átlátszó filmet képez, mely védi a sebet (bőrt) a különböző külső behatásokkal és a fertőzésekkel szemben.

A sebeken és a bőr felszínén fertőzésgátló hatása nincs és nem gátolja a baktériumok szaporodását a filmréteg alatt, ezért mindig gondoskodni kell a seb gondos megtisztításáról és fertőtlenítéséről..

Javallatok: Zárt műtéti sebek fedése, a műtét után 24-48 órával, váladékozó sipolyok, sebek környékén a bőr védelme, első fokú égési sérülések befedése, felületes hám horzsolódások, frissen behámosodott sebek védelme, nehezen köthető területek sebvédelme, nem nedvező ekcéma, bőrgyulladás fedése (nem zsíros, felszívódó kenőcsök alkalmazása után is); az ép környezet védelme maró hatású ecsetelők alkalmazásakor, érzékeny bőr védelme irritáló anyagokkal szemben.

Ellenjavallatok: Minden olyan seb, amelynél anaerob körülmények létesítése nem kívánatos például szúrt, harapott, mély, tasakos, fertőzött, valamint bőven váladékozó sebek. Harmadfokú égési sérülés esetén és nyomásnak kitett testrészekben nem alkalmazható.

Töltőtömeg: 125 g

Összetétel:

Filmképzőanyag: 5,3 g methylmetacrylat-butylacrylat-butylmetacrylat copolymer,
0,4 g diisooctylum phthalicum

Segédanyag: etil-acetát,
propán tartalmú n-bután hajtógáz

Alkalmazás: A védőkupak levétel után a flakont megközelítőleg függőleges helyzetben tartva úgy kell beállítani, hogy a szórófejen levő nyíl a befújandó felületre irányuljon és a befedendő sebfelülettől 25-30 cm-re legyen. A bevonandó felületet 1-2 másodpercig kell permetezni.

A bőrfelületet a film felhelyezése előtt meg kell tisztítani és szárazra kell törölni. Az oldószer elpárolgása után (kb. 30 másodperc) a testfelszínen száraz, átlátszó film keletkezik. Elegendő vastagságú filmet akkor kapunk, ha a permetezést 2-4 ízben megismételjük. A bevonat minden irányban 2-3 ujjnyival haladja meg a sebszéleket. Ha a filmen repedés keletkezik, a film (újabb réteg felhelyezésével) kiegészíthető, "mégfoltozható".

Ha a sebszélek közül szivárgó vér, savó, ill. az égési sebfelszínen kilépő savó a filmet felemeli, tanácsos a képződő hólyagot eltávolítani és a nyílást újabb réteg felvitelével zárni.

A filmréteg etil-acetáttal lemosható vagy a film óvatos húzásával is eltávolítható.

A szelep eldugulásának megelőzésére használat után a flakont szórófejjel lefelé kell fordítani és ebben a helyzetben a szórófejet addig kell lenyomva tartani, amíg a szelepen át permet távozik.

Mellékhatások: A nyílt sebfelszínen az oldószer és a hajtógáz párolgása miatt mintegy 30 másodpercig tartó hidegérzést (enyhe fájdalmat) okoz. Érzékeny bőrű egyénekben a felhelyezett film alatt és körül bőrpír alakulhat ki.

Figyelmeztetés: Nem tartalmaz fertőzés-gátlót, gyulladáscsökkentőt (pl.: antibiotikumot, fertőtlenítőszert), ezért a film felhelyezése előtt – mint a hagyományos sebkötéskor – gondoskodni kell a seb gondos megtisztításáról és fertőtlenítéséről. A permetet ne lélegezzük be és ne kerüljön szembe, mert égő érzést okoz!

Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

Alkalmazásakor a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

A flakont felnyitni, ütögetni, kiszúrni, sugárzó hőhatásnak kiténi, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

Utántöltése tilos!



Eltartása: szobahőmérsékleten, 25 °C alatt, sugárzó hőtől védve.

A készítményt a feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni!

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Kategória: Gyógyászati segédeszköz.



Gyártó neve, címe:
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

„CE” jel

PPh logó